

Nascentia 2

Het Nascentia 2 verlosbed is een multifunctioneel en hedendaags verlosbed voor arbeid, bevalling en postnatale zorg. Dankzij de combinatie van een volwaardig ziekenhuisbed, een geïntegreerde partuskruk en een elektrische aandrijving biedt het bed een ergonomische en comfortabele oplossing.

Onderwagen

- Stevig gelast metalen frame.
- Centrale rem met voetbediening.
- Precisiewielen Ø 150 mm.
- Eenvoudig manoeuvreerbaar door één persoon.
- Rempedaal bereikbaar vanuit verschillende posities rond het bed.
- Kunststof afdekkingen voor eenvoudige reiniging.

Ligvlak

- Vierdelig ligvlak.
- Uitneembare ligvlakdelen voor reiniging en onderhoud.
- Geïntegreerde matrashouders.
- Quick Release CPR-functie voor snelle neerwaartse beweging van de rugsteun.

Elektrische bedmanipulaties

- Elektrische hoogteverstelling, rugverstelling (80°), bekkenkanteling (15°), Trendelenburg- en anti-Trendelenburgverstelling.
- Afstandsbediening.
- Accuvoeding met geïntegreerd laadsysteem.
- Centrale vergrendelingsfunctie.
- Automatische nivellering van het ligvlak.



Afmetingen en prestaties

- Breedte: 103 cm, Lengte: 230 cm
- Hoogtevariatie ligvlak: ± 58 cm - ± 100 cm
- Maximale hoogte inclusief handgrepen: ± 105 cm
- Veilig gewicht: 250 kg
- Gewicht (zonder opties): ± 264 kg
- Gewicht hoofdedeel: ± 204 kg
- Gewicht partuskruk: ± 60 kg
- Ligvlakmaat: 205 x 90 cm
- Matrasmaat: 200 x 90 cm
- Matrasdikte: 14 cm

Materiaalgebruik en afwerking

- Constructie in staal, aluminium en roestvast staal Epoxy gecoate metalen onderdelen. Geanodiseerde aluminium componenten.
- Onderhoudsvrije scharnierpunten.
- Bestand tegen gebruikelijke reinigings- en desinfectiemiddelen.

Voor verder info over de gebruikte **materialen** en **constructie**: zie onze materialenfiches.

Voor kleuren: zie ons uitgebreide gamma.

Opties

- Onderbedverlichting.
- Handbediening met selectieve blokkering.
- Voetbediening.
- Geïntegreerd weegsysteem.
- Bluetooth-sturing.
- Draadloze afstandsbediening.
- Extra accessoires voor verloskundige toepassingen.
- Houder voor bedgalg.
- Infuushouders.
- Katheterzakhaken.
- DIN-rails.
- Verpleegbox.
- Muurafstandhouder.
- Extra afstandsbediening.
- Brake buzzer
- Verlengstukken.
- Afneembaar partuskruk voor diverse baringshoudingen.
- Elektrische aandrijving voor transport
- Noodstopfunctie op de elektrische aandrijving.
- Trapeziumvormig matras ter hoogte van het bekken.

Kleuren

Graag verwijzen wij naar ons uitgebreide gamma.

Accessoires

Graag verwijzen wij u naar onze ruime accessoirelijst.

