

Trapje Dubbel opstapje

00263 Het dubbel opstapje laat aan de patiënt toe om eenvoudiger plaats te nemen op de onderzoektafel.


Onderstel

- Het onderstel bestaat uit een stevig gelaste metalen constructie waarop 2 identieke treden gemonteerd worden.
- De treden zijn vervaardigd uit een spaanplaat van 16 mm dik.
- De treden worden afgewerkt met een geribbelde aluminium bekleding.
- Het metalen onderstel wordt verchroomd.
- Het geheel rust op kunststof vloerbeschermers.



Afmetingen

00263 | 38 x 45 x h 35 cm.



Materiaalgebruik en afwerking

- Metaal: staal, verchroomd.
- Hout: spaanplaat.
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen

Voor verder info over de gebruikte **materialen**, **constructie** en **onderhoud**: zie onze materialenfiches.

Kleuren

Graag verwijzen wij naar ons uitgebreide gamma.
Staalkaart + stalen mogelijk op aanvraag.

