

Escabeau Deux marches

00263 L'escabeau à deux marches permet au patient de prendre place facilement sur la table d'examen.


Châssis

- Le châssis est fait d'une solide construction métallique soudée sur laquelle 2 marches identiques sont montées.
- Les marches sont des panneaux d'aggloméré de 16 mm d'épaisseur.
- Les marches sont finies par un revêtement en aluminium strié.
- Le châssis en métal est chromé.
- L'ensemble repose sur des patins en matière synthétique.



Dimensions

00263 | 38 x 45 x h 35 cm



Matériel utilisé et finition

- Métal: acier, chromé.
- Bois: en aggloméré.
- Résistant aux produits d'entretien usuels

Pour plus d'informations sur nos **matériaux utilisés**, sur **la construction** et **l'entretien du produit** : voir nos fiches matériaux.

Couleurs

Veuillez vous référer à notre large gamme.
Carte d'échantillons + échantillons sur simple demande.

