

Eleva Untersuchungstisch

12154 Die multifunktionelle Eleva Untersuchungs- und Liege ermöglicht eine präzise und effiziente Untersuchung, Diagnose und Behandlung des Patienten. Zahlreiche Möglichkeiten und Zubehör erleichtern die Arbeit des Pflegepersonals und verbessern das Wohlbefinden des Patienten.

Untergestell

- Rahmen mit rechtwinkligen Rohren.
- Stabile Höhenverstellbarkeit mittels eines Scherensystems.
- Design Pedal zur Aktivierung des Bremsmechanismus (*).
- Am Fußende ist der Rahmen mit einem Fußschutz aus gebürstetem Edelstahl ausgestattet (*).

Liegefläche

- Liegefläche mit 1, 2 (*) oder 3 (*) Teilen.
- Die Liegefläche ist mit feuerhemmendem Schaum gepolstert. Dicke: 40 mm, Densität: 45 kg/m³.
- Aus Kunstleder gefertigt.
- Die zweigeteilte (*) Liegefläche besteht aus einer Kopfstütze, einer kurzen Rückenlehne oder einer langen Rückenlehne manuell verstellbar.
- Die dreigeteilte (*) Liegefläche besteht aus einer Kopfstütze und die Wahl zwischen kurzen oder langen Rückenlehne.
- Rückenlehne manuell verstellbar bis zu ± 85° mittels einer Gasfeder.
- Die Kopfstütze kann mittels einer Gasfeder nach oben oder nach unten verstellt werden (-40° bis zu +40°).

Gasfederunterstützung

- Die Kopfstütze und Rückenlehne können mittels einer Gasfeder verstellt werden.
- Die Gasfeder der Kopfstütze wird mittels eines Hebels aktiviert. Dieser Hebel befindet sich an der Seite der Kopfstütze.
- Die Rückenlehne wird mittels eines Hebels aktiviert, der sich links und rechts am Untersuchungstisch befindet.

Elektrische Manipulationen

- Die Höhenverstellbarkeit wird mittels eines losen Pedals aktiviert. Dieses Pedal kann einfach auf dem Boden positioniert werden.
- Die elektrische Verstellung der Rückenlehne (*) wird mittels eines Pedals aktiviert.

Farben

Bitten Sie uns um unser reichhaltiges Angebot an Farben. Musterkarte + Muster auf Anfrage erhältlich.

(*) Option

Zubehör

Bitten Sie uns um unsere reichhaltige Zubehörliste.



Maße und Leistungen

- Breite: 70 cm
- Länge: in Abhängigkeit von der ausgewählten Liegefläche
- Höhenverstellbarkeit der Liegefläche: ± 50 cm - ± 105 cm
- Unterfahrbarkeit: 75 mm
- Gewicht (ohne Optionen): 74 kg
- Max. Patientengewicht: 200 kg

Materialien und Gestaltung

- Metal: epoxybeschichtet RAL 7035.
- Feuerhemmender Schaum.
- Polsterung: siehe Kollektion.
- Beständig gegen die üblichen Reinigungsprodukte und Desinfektionsmittel.

Weitere Informationen über die **Materialien, Konstruktionen und Wartung**: Bitten Sie uns um unsere Materialdateien.

Optionen

- Gynäkologisches Modell (nur mit langen Rückenlehne)
- Handgriffe.
- Rollen Ø 50 mm mit Kunststoffabdeckungen, per 2 gebremst.
- Rollen Ø 100 mm, per 2 gebremst. (Höhenverstellbarkeit +5 cm).
- DIN-Normschiene / XL DIN-Normschiene (Fuß, Kopf, Kopf und Fuß).
- Infusionsständer (zur Montage an der DIN-Normschiene).
- Armlehne (zur Montage an der DIN-Normschiene).
- Medizinische Lampe.
- Seitengitter.
- Halter für Papierrolle.
- Elektrische Verstellung der Rückenlehne.
- Lücke für Nase in der Kopfstütze (nur mit 2- oder 3-geteilte Liegefläche).
- Nackenkissen und/oder Lendenstützkissen.
- Potentialausgleich.
- Fußschutz für das Untergestell aus Edelstahl.
- Comfort Plus Liegefläche.
- Batterie (Li-Ion oder Blei-Säure).
- Herausnehmbare Schale (nur mit langen Rückenlehne).
- Transparente Abdeckung (Fuß).
- Elektrische Manipulationen mittels eines Handschalters.

