

# Advance Hospital

**10964** Der Advance Nachttisch ist ein elegantes, preisgünstiges und dauerhaftes Aufbewahrungsmöbel.

Sie können aus einer doppelseitigen oder einseitigen Ausführung wählen. Ein Kühlschrank und/oder eine Bettischplatte sind auf Wunsch erhältlich.

## Einseitiges Modell (Ablagefach, offenes Fach, Schublade)

- 2 Seiten, Bodenplatte, Zwischenplatte und eine Oberplatte.
- Die Rückwand ist aus Stahlplatte gefertigt.
- Die Eckprofile sind aus einer MDF-Platte in Aluminium-Look hergestellt.
- Die Seiten sind aus melaminharzbeschichteter Spanplatte (hellgrau, Dicke: 19 mm) hergestellt.
- Tür aus Vollkunststoff.
- Wahl aus einer links- oder rechtsdrehenden Tür.
- Mit hochwertigen, selbstschließenden 175°-Scharnieren ausgestattet.
- Design Handgriff aus Metall.
- Das offene Fach ist an der Vorderseite einfach erreichbar.
- Die Schublade ist aus Stahlblech hergestellt und hat 1 Front aus Vollkunststoff.
- Die Schublade ist auf Kunststoffrollen geführt und mit einem Endanschlag ausgestattet.
- Die Schublade ist mit einem herausnehmbaren Kunststoffeinsatz ausgestattet.
- Die Metallteile sind epoxybeschichtet und hellgrau.
- Die Oberplatte hat abgerundete Ecken aus Vollkunststoff.
- 4 Design Laufrollen Ø 65 mm.


## Esstablett Livia (Option)

- Ausklappbar.
- Einfach und beidseitig schrägstellbar.
- Mit seitlichen Abschlüssen ausgestattet.
- Das ausklappbare Esstablett ist auf eine solide anodisierte Aluminiumsäule aufmontiert.
- Die Höhenverstellung (zwischen 79 und 112 cm) wird durch eine Gasfeder unterstützt.
- Maße: 63 x 40,5 cm.
- Ein Fußhebel aktiviert die Gasfeder.
- Aus feuerhemmendem ABS-Kunststoff gefertigt.
- 5 Design Laufrollen Ø 65 mm (5. Design Laufrolle nur mit Esstablett).



## Maße

**10964 | Einseitig | 51 x 47 x Höhe 88 cm  
mit Esstablett Livia | 67 x 47 x Höhe 88 cm**



## Materialien und Gestaltung

- Vollkunststoff.
- Holz: Schichtholz und melaminharzbeschichtete Spanplatte (hellgrau).
- Metal: epoxybeschichtet (hellgrau).
- Hochwertige selbstschließende Scharniere.
- Beständig gegen die üblichen Reinigungsprodukte und Desinfektionsmittel.

Weitere Informationen über die **Materialien, Konstruktion** und **Wartung**: Bitte Sie uns um unsere Materialdateien.

## Optionen

- Esstablett Livia.
- Kühlschrank.
- Zylinderschloß für die Schublade.
- Zylinderschloß für die Tür.
- Flaschenhalter für die Tür.
- Galerie.
- Hülsen für Telefonhalterung.
- Telefonhalterung.
- Aufsatz für die Oberplatte.
- 4 Wandabweisrollen.
- 4 Laufrollen, bremsbar.

## Farben

Bitte Sie uns um unser reichhaltiges Angebot.  
Musterkarte + Muster auf Anfrage erhältlich.

