

# Helio Table d'examen

**15064** La table d'examen se compose d'un sommier en 2 ou 3 parties et est réglable en hauteur. Le chariot ouvert augmente l'ergonomie pour le patient ainsi que pour le docteur.

## Chariot ouvert

- Réglage de la hauteur variable au moyen de deux colonnes télescopiques.
- Variation en hauteur absolument verticale et stable.
- Roues cachées par un couvercle en matière synthétique d'une couleur grise unie.
- Roues jumelées de Ø 50 mm, équipées de frein 2 par 2.
- Pédale design pour l'activation du système de freinage.
- Pédale de frein, facilement accessible de chaque côté du lit.
- Chariot complètement ouvert augmentant la facilité d'accès et le nettoyage.

## Sommier

- Sommier en 2 ou 3 parties.
- Le sommier est recouvert de mousse ignifugée d'une épaisseur de 40 mm et d'une densité de 45 kg/m<sup>3</sup>.
- Finition en similicuir.
- Sommier en 2 parties avec relève-buste court ou relève-buste long.
- Sommier en 3 parties avec repose-tête et relève-buste court ou long.
- Relève-buste réglable manuellement jusqu'à ± 85° à l'aide d'un vérin à gaz.
- Repose-tête peut être incliné à l'aide d'un vérin à gaz (-40° jusqu'à +40°) (seulement pour le sommier en 3 parties).
- Le sommier en 2 ou 3 parties avec relève-buste long est pourvu d'une assise réglable manuellement à l'aide de crémaillères.

## Vérin à gaz

- Le repose-tête et le relève-buste peuvent être inclinés au moyen d'un vérin à gaz.
- Le vérin à gaz du repose-tête s'actionne par une manette qui se trouve à la tête de la table d'examen.
- L'inclinaison du relève-buste se fait par une manette se trouvant à gauche et à droite de la table d'examen.

## Manipulations électriques

- Le réglage de la hauteur se fait à l'aide d'une pédale indépendante qui peut être positionnée librement sur le sol.
- Le réglage électrique du relève-buste (\*) se fait par une pédale double.

### Couleurs

Veillez vous référer à notre large gamme.  
Carte d'échantillons +  
échantillons sur simple demande.

### Accessoires

Veillez vous référer  
à notre liste d'accessoires.

(\*) Option



## Dimensions et prestations

- Largeur: 70 cm
- Longueur: dépend du type de sommier choisi.
- Variation de la hauteur du sommier: ± 52 cm - ± 92 cm
- Poids (sans options): 74 kg
- Poids de fonctionnement en sécurité: 250 kg
- Repose-tête (\*) réglable de -40° jusqu'à +40°
- Relève-buste (\*) réglable jusqu'à 85°

## Matériel utilisé et finition

- Métal: revêtement epoxy RAL 7035.
- Mousse ignifugée.
- Revêtement: selon collection.
- Résistant aux produits d'entretien et aux désinfectants usuels.

Pour plus d'informations sur nos **matériaux utilisés**, sur **la construction** ou **l'entretien** : voir nos fiches matériaux.

## Options

- Version gynécologique (seulement pour la version avec relève-buste long).
- Poignées (seulement pour la version avec relève-buste long).
- Rail DIN (pied, tête, tête et pied).
- Porte-sérum (fixation incl).
- Accoudoirs (fixation incl).
- Lampe médical.
- Galeries de protection.
- Support pour rouleau de papier.
- Relève-buste réglable électriquement.
- Ouverture pour le nez dans la partie tête ou dans la table en 2 parties avec relève-buste court.
- Coussin de nuque et/ou coussin de soutien lombaire.
- Liaison équipotentielle.
- Sommier Confort Plus.
- Batterie (Li-Ion ou plomb-acide).
- Bac amovible (seulement pour la version avec relève-buste long).
- Protection transparente pour le repose-pieds (pas disponible sur les versions avec relève-buste long ou sommier Confort Plus).
- Position Trendelenburg à l'aide d'une télécommande.

