

1. PROTECTION LATÉRALE CONTINUE

Les galeries de protection en une pièce offrent une sécurité optimale sur trois quarts ou sur toute la longueur du lit.



ATMOSPHÈRE

Les galeries Atmosphère offrent au patient une sécurité optimale, quelle que soit la position du lit. Elles se composent d'une seule pièce et peuvent être descendues en déverrouillant simplement un cliquet de sécurité.

Les galeries Atmosphère avec 4 tubes (option) permettent d'utiliser des matelas jusqu'à 22 cm d'épaisseur.



TRIX

Trois lattes en aluminium durable offrent une sécurité supplémentaire sur toute la longueur du lit. La commande à deux mains dispose d'une fonction de sécurité qui empêche l'abaissement involontaire de la galerie.

Hauteur maximale du matelas en utilisant galeries de protection Trix: 16 cm.

PROTECTION CONTRE L'ÉCRASEMENT IEC 60601-2-52

Toutes les protections latérales continues d'Haelvoet sont conformes à la norme de sécurité IEC 60601-2:52. Cette norme européenne harmonisée définit la distance entre les galeries et le panneau tête (< 60 mm), entre le sommier et les galeries (< 120 mm), entre les galeries eux-mêmes (< 120 mm), et entre les galeries et le panneau au pied du lit (< 60 mm ou > 318 mm).



TRIX

système télescopique

Un système télescopique intégré fait en sorte que les galeries Trix ferment toute la longueur du côté du lit, même lorsque le lit a été étendu.

