

# 1. DOORLOPENDE ZIJBESCHERMING

*Onrusthekkens uit één stuk bieden optimale veiligheid over driekwart of de volledige lengte van het bed.*



## ATMOSPHERE

De **Atmosphère onrusthekkens** garanderen de patiënt een optimale veiligheid in elke bedpositie. De onrusthekkens bestaan uit één geheel, bieden bescherming over 3/4 van de bedlengte en zijn neerklapbaar door een eenvoudig vergrendelsysteem.

De optionele **Atmosphère onrusthekkens met 4 buizen** maken het mogelijk om matrassen tot 22 cm dik te gebruiken.



## TRIX

**Drie duurzame aluminium latten** bieden extra veiligheid over de volledige lengte van het bed. Een centrale tweehandbediening met veiligheidsfunctie verhindert het onbedoeld neerhalen van het onrusthekken.

Max. matrashoogte Trix onrusthekkens: 16 cm.

## BESCHERMING TEGEN INKLEMMING IEC 60601-2-52

Alle doorlopende onrusthekkens van Haelvoet voldoen aan de veiligheidsnorm IEC 60601-2:52. Deze Europese geharmoniseerde norm bepaalt de afstand tussen zijhek en hoofdgedeelte (< 60 mm), tussen ligvlak en zijhek (< 120 mm), tussen zijbalken (< 120 mm), en tussen zijhek en voetgedeelte (< 60 mm of > 318 mm).



## TRIX

*telescopisch systeem*

Een **geïntegreerd telescopisch systeem** zorgt ervoor dat het Trix onrusthekken, ook wanneer het bed wordt verlengd, de zijkant van het bed over de volledige lengte afsluiten.

