

# 1. DURCHGEHENDE SEITENSICHERUNG

Seitengitter aus einem Stück bieten optimalen Schutz über drei Viertel oder die Gesamtlänge des Bettes.



## ATMOSPHERE

Die **Atmosphère Seitengitter** bieten dem Patienten eine optimale Sicherheit in jeder Bettposition. Die Seitengitter bilden eine Einheit, schützen über 3/4 der gesamten Bettlänge, und können dank eines einfachen Verriegelungssystems abgesenkt werden.

Die optionalen **Atmosphère Seitengitter mit 4 Holmen** ermöglichen es, Matratzen bis zu 22 cm dick zu benutzen.



## TRIX

**Drei dauerhafte Holme aus Aluminium** bieten zusätzliche Sicherheit über die gesamte Bettlänge. Die zweiteilige Handbedienung ist mit einer Sicherheitsfunktion ausgestattet, so dass versehentliches Absenken vermieden wird.

Max. Matratzenhöhe Trix Seitengitter: 16 cm.

## EINKLEMMGEFAHR VORBEUGEN IEC 60601-2-52

Alle durchgehende Haelvoet Seitensicherungen entsprechen den Anforderungen der Sicherheitsnorm IEC 60601-2:52. Diese harmonisierte europäische Norm definiert den Abstand zwischen Seitengittern und Kopfteil (< 60 mm), zwischen Liegefläche und Seitengittern (< 120 mm), zwischen Seitenholmen (< 120 mm), und zwischen Seitengittern und Fußteil (< 60 mm oder > 318 mm).



## TRIX

*teleskopisches System*

Die Trix Seitengitter sind mit einem **integrierten teleskopischen System** ausgestattet, das auch Vollschutz bei Bettverlängerungen ermöglicht.

