



VIELSEITIGES MULTITALENT

Multifunktionell

AVENTO DAY-FLEX

Ref. 22000

Ein revolutionärer, kompakter Sessel mit hoher Funktionalität dank der E-lift-Funktion, horizontaler Untersuchungsposition und Trendelenburg Position. Dadurch ist der Avento Day-Flex ein vielseitiger Sessel mit einem breiten Einsatzbereich. Er kann in einer Tagesklinik oder einem Untersuchungsraum verwendet werden, und ist für die Mobilisierung und Patienten mit erhöhtem Pflegebedarf geeignet.

Komfort, Ergonomie und Funktionalität

- + E-lift Funktion
- + Erhöhte Selbständigkeit
- + Horizontale Untersuchungsposition und Trendelenburg
- + Kabellose Verwendung dank der Li-Ion Batterie (*)

(*): Option

ZUSÄTZLICHE VORTEILE DES AVENTO DAY-FLEX

Der Avento Day-flex bietet eine vielseitige Sitzlösung, die das Beste aus einem Krankenhausbett und einem Relaxsessel vereint.

FÜNF VORPROGRAMMIERTE FUNKTIONEN UND EINE FREI EINSTELLBARE FUNKTION

Neben der individuellen Einstellung der Höhe, Neigung, Rückenlehne, Sitzfläche und Beinstütze kann der Sessel schnell und einfach in **verschiedene vorprogrammierte Positionen** gebracht werden, wie z.B. die Sitzposition, „Zero Gravity“ Relaxposition, horizontale Untersuchungsposition, E-lift-Position und die Trendelenburg-Position.

Zusätzlich kann eine **persönliche Präferenzposition** gespeichert und später schnell wieder aktiviert werden.



Horizontale Untersuchungsposition

Der Sessel kann mühelos in eine horizontale Position gebracht werden, um Patientenuntersuchungen zu erleichtern.



E-lift-Funktion

Erleichtert das Hinsetzen und Aufstehen und erhöht die Selbstständigkeit des Patienten.



Trendelenburg-Funktion

Diese Position ermöglicht schnelle und äußerst notwendige medizinische Interventionen, die für die Sicherheit des Patienten entscheidend sind.

INTEGRIERTE SICHERHEITSFUNKTIONEN

Der Sessel ist mit einem **Bremssummer** ausgestattet, der ein Signal abgibt, wenn der Sessel nicht gebremst ist und der Stecker noch in der Steckdose steckt.

Außerdem kann der Sessel nur noch verwendet werden, wenn die Zentralbremse betätigt ist. Dies verhindert unsichere Situationen, insbesondere während der E-Lift-Bewegung. Die Zentralbremse wird mühelos über seitliche Pedale mit einem **Soft-Brake-Bremssystem** aktiviert.

Intuitive Software verhindert nicht-ergonomische Positionen während der Nutzung.



Schauen Sie sich hier das Demo-Video des **Avento Day-flex** an