



NACHTTAFELS

Collectie

NACHTTAFELS

Collectie

De nachttafelcollectie van Haelvoet is ontzettend veelzijdig, functioneel en gemakkelijk inzetbaar in uw woon - of ziekenhuisomgeving.



ILANA
Veilig en duurzaam

PG 06



QUADRA
De all-round nachttafel

PG 18



ILANA DAGHOSPITAALKAST
Innovatief en veelzijdig

PG 10



BASSO
Strak en designvol

PG 22



FORMA
Verfijnde elegantie

PG 14



COSI
Op-en-top huiselijk

PG 23

LEES- & EETTAFELS

Collectie

De handige lees- en eettafels bieden u extra hulp dichtbij. Deze zijn bruikbaar zowel aan het bed of bij de relaxzetel.



LITAVO
Universeel inzetbaar

PG 24



LIVIA
Licht en plaatsbesparend

PG 25



Veelzijdig functioneel

Bewoners of patiënten hebben naast het bed, nood aan een plaats om hun persoonlijke spullen in op te bergen. De nachttafelcollectie van Haelvoet is ontzettend veelzijdig, functioneel en gemakkelijk inzetbaar in uw zorgomgeving.

MOBIEL EN STABIEL

Verplaatsbaar en wendbaar. Alle nachttafels zijn beschikbaar met wielen, al dan niet voorzien van een rem. Op deze manier zijn de nachttafels gemakkelijk overal in te zetten: naast het bed of bij de relaxzetel.



FLEXIBEL

Met deze collectie bieden we bij ieder type nachttafel de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende uitvoeringen. Op deze manier selecteert u de meest geschikte en praktische oplossing zowel voor de bewoner/patiënt als voor de zorgverlener.

Bij een **enkelzijdige nachttafel** maakt u vooraf de keuze of deze links of rechts van het bed staat. Bij een **dubbelzijdige nachttafel** kan de nachttafel langs beide zijden gebruikt worden.

Met het optionele **Click 'n' Turn systeem** (*) kiest u voor maximale vrijheid. Dankzij dit eenvoudige kliksysteem wordt de eettafel afneembaar en links - of rechts te plaatsen, zonder gereedschap. Dit is enkel mogelijk op de hoge nachttafels.



4 designwielen
Ø 65 mm



4 designwielen
Ø 65 mm met rem (*)

Bij een eettafel zorgt een 5e wiel voor extra stabiliteit.

Elektrische geleidbaarheid volgens de normen DIN EN 12527-12533 mbt antistatische wielen zijn mogelijk op aanvraag.



Click 'n' Turn systeem:
de Livia eettafel is eenvoudig
afneembaar en te wisselen van zijde



SOFT CLOSE

Optioneel kan men - zowel voor de lades als de deuren - kiezen voor een Soft Close (*) mechanisme. Met dit systeem sluiten de lades of deuren zacht en geruisloos. Bij de Basso en de Cosi nachttafels is dit standaard voorzien.



KOELKAST

De Dometic inbouwkoelkast (*) zorgt voor stil koelcomfort van drank en levensmiddelen. Het deurtje van de koelkast is voorzien van een visueel herkenbare handgreep en wordt mee afgewerkt in de kleur van de nachttafel. De draairichting van de deur kan men ook achteraf wijzigen.

De koelkast heeft een ruime inhoud van 33l, is geschikt voor bewaring van geneesmiddelen en biedt ook plaats voor grote flessen.

De achterzijde van de nachttafels met koelkast beschikken over veilige openingen voor de nodige ventilatie.



(*) optioneel mogelijk bij bepaalde modellen

DESIGN EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

De nachttafelcollectie van Haelvoet is bijzonder ruim - van volledig functioneel en innovatief tot extra laag gestoffeerde modellen waar huiselijkheid primeert.

Samen met het bed vormt de nachttafel een perfect op elkaar afgestemd geheel voor uw instelling.





HANDGREPEN

Er kan bij deze nachttafels gekozen worden tussen 2 types designvolle handgrepen.



Open handgreep



Gesloten handgreep

ILANA

Veilig en duurzaam

Met de Ilana collectie zit u altijd goed. De volkunststof romp zorgt voor een strakke en tijdloze look. De aluminium stijlen dragen op hun beurt bij tot een degelijke, duurzame en uiterst stevige nachttafel. De vele diverse mogelijkheden en opties maken de Ilana onmisbaar in uw instelling. Eveneens voldoet dit aan de hoge hygiënische vereisten van de zorg en kan perfect gereinigd en gedesinfecteerd worden.



Ilana enkelzijdig

opbergkast, vrije ruimte en lade langs één zijde bereikbaar



Ilana dubbelzijdig

opbergkast, vrije ruimte en lade langs beide zijden bereikbaar



Ilana met koelkast

koelkast, vrije ruimte en lade langs één zijde bereikbaar



Ilana met hoge lade enkelzijdig

hoge lade, vrije ruimte en lade langs één zijde bereikbaar



Ilana met hoge lade dubbelzijdig

hoge lade, vrije ruimte en lade langs beide zijden bereikbaar



Ilana XLow

vrije ruimte en lade langs één zijde bereikbaar

(*) de voorgestelde modellen kunnen opties bevatten

Overzicht en opties



4 wielen geremd



Stootwielen



Eettafel Livia



Eettafel Click 'n' Turn



Flessenhouder



Vrije ruimte met 2^e lade



Doorschuiflade



Cilinderslot



Elektronisch slot



USB & Stopcontacten



Handdoekhouder



Hulzen voor accessoires



Galerij



Opzetbakje

ILANA

	10955	10954	02476	12858	10969	13661
	enkelzijdig	dubbelzijdig	koelkast	hoge lade enkelzijdig	hoge lade dubbelzijdig	XLow
Afm. in cm (b x d x h)	51 x 42,5 x 86 h	51 x 42,5 x 86 h	49 x 48 x 86 h	51 x 42,5 x 86 h	51 x 42,5 x 86 h	51 x 42,5 x 45 h

OPTIES

4 wielen Ø 65 mm met rem	○	○	○	○	○	○
4 stootwielen	○	○	○	○	○	○
Eettafel Livia	○	○	○	○	○	✗
Eettafel met Click 'n' Turn	○	○	○	○	○	✗
Flessenhouder	○	○	●	○	○	✗
Soft Close op deur	○	○	✗	✗	✗	✗
Soft Close op lade	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Vrije ruimte ingevuld met 2e lade	○	○	○	○	○	✗
Doorschuiflade	○	●	○	○	●	✗
Cilinderslot op lade of deur	○	○	○	○	○	○
Elektronisch slot op deur	○	✗	✗	✗	✗	✗
Elektronisch slot op lade	○	○	○	○	○	○
USB lader (A/C) en 2 stopcontacten	○	✗	○	○	✗	✗
Handdoekhouder (1 of 2)	○	○	○	○	○	✗
Hulzen voor accessoires	○	○	○	○	○	○
Galerij	○	○	○	○	○	○
Opzetbakje voor bovenblad	○	○	○	○	○	○

● : Standaard ○ : Optie ✗ : Niet mogelijk



ILANA DAGHOSPITAALKAST

Innovatief en veelzijdig

De Ilana daghospitaalkast is speciaal ontworpen met een focus op mobiliteit en veelzijdigheid. De kast is opgebouwd uit extreem duurzame materialen zoals volkunststof en aluminium en biedt praktische oplossingen voor het organiseren en ophangen van kleding en accessoires in een daghospitaalomgeving.

LIVIA CLICK 'N' TURN EETTAfel

Dankzij het afneembare en verstelbare eettafel kunnen patiënten zelfstandig eten, lezen of gebruikmaken van hun persoonlijke benodigdheden, zonder hulp van zorgverleners. De functionele opbergruimte houdt alles binnen handbereik en creëert zo een aangename, comfortabele en vooral zelfstandige zorgomgeving.



OPBERGMOGELIJKHEDEN

De Ilana daghospitaalkast combineert functionaliteit met gebruiksgemak. Dankzij de uitneembare kunststof inzetbak en legplank biedt de kast verrassend veel opbergruimte. Een geïntegreerde roede met drie stevige haakjes maakt het eenvoudig om kleding of accessoires netjes op te hangen. Zo blijft alles overzichtelijk en binnen handbereik.



Overzicht en opties



4 wielen geremd
(Ø 65 mm of Ø 100 mm)



Stootwielen



Eettafel Livia



Eettafel Click 'n' Turn



Cilinderslot



Elektronisch slot



USB & stopcontacten



Hulzen voor
accessoires



Galerij



Handgreep in het
bovenblad




Soft Close



Draairichting deur
naar keuze

AFMETINGEN (WIELEN Ø 65 MM)

- B 48 x D 60 x H 120 cm
- Met eettafel Livia : B 48 x D 64,5 x H 120 cm



01. RUIM EN OVERZICHTELIJK INGEDEELD

Alles netjes op z'n plaats

De kast is uitgerust met een uitneembaar kunststof inzetbakje, een legplank en een metalen roede met haken, ideaal voor het opbergen van persoonlijke items.

02. FUNCTIONELE DEUROPENING TOT 175°

Met hoogwaardige zelfsluitende scharnieren

De kastdeur opent tot 175° en is uitgerust met stevige, zelfsluitende scharnieren. Dit vergemakkelijkt het opbergen van kledij en persoonlijke spullen, en verhoogt de ergonomie voor zowel zorgverleners als patiënten in elke situatie.

03. DISCRETE VENTILATIE

Geïntegreerde verluchting voor dagelijks comfort

Ventilatieopeningen onder- en bovenaan zorgen voor een continue luchtcirculatie.

04. VLOT VERPLAATSBAAR IN ELKE SETTING

Handgreep en wielen voor mobiel gebruik

Dankzij de optioneel geïntegreerde handgreep in het bovenblad en de keuze uit wielen en/of stootwielen, kan de kast veilig en efficiënt worden verplaatst in een dagziekenhuisomgeving.

ONTDEK HET VOLLEDIG DAGHOSPITAALGAMMA VAN HAELVOET

Van de veelzijdige Ilana daghospitaalkast tot de comfortabele Avento Day-flex relaxzetel en het praktische Aron+ daghospitaalbed.

Bezoek onze website voor alle mogelijkheden.



Avento Day-flex met neerschuijbare armsteunen
Ilana daghospitaalkast



Aron+ daghospitaal bed met Atmosphère
onrusthekken



FORMA

Verfijnde elegantie

De Forma nachttafelcollectie onderscheidt zich met zijn strakke elegantie en gunstige prijssetting. Een ideale combinatie van een metalen frame met epoxy afwerking en een stevig volkunststof front en bovenzijde. Dit meubel voldoet aan de hoge hygiënische vereisten van de zorg en kan perfect gereinigd en gedesinfecteerd worden.



Forma enkelzijdig
opbergkast, vrije ruimte en lade langs
één zijde bereikbaar



Forma dubbelzijdig
opbergkast, vrije ruimte en lade langs
beide zijden bereikbaar



Forma met hoge lade enkelzijdig
hoge lade, vrije ruimte en lade langs
één zijde bereikbaar



Forma met hoge lade dubbelzijdig
hoge lade, vrije ruimte en lade langs
beide zijden bereikbaar

HANDGREPEN

Er kan bij deze nachttafels
gekozen worden tussen 2 types
designvolle handgrepen.



Open handgreep



Gesloten handgreep

(*) de voorgestelde modellen kunnen opties bevatten

Overzicht en opties



4 wielen geremd



Eettafel Livia



Eettafel Click 'n' Turn



Flessenhouder



Volkunststof inlegblad




Cilinderslot



Elektronisch slot



Hulzen voor accessoires



Galerij



Opzetbakje voor
bovenblad



Handdoekhouder

FORMA

				
	18123	18379	18124	18380
	enkelzijdig	dubbelzijdig	hoge lade enkelzijdig	hoge lade dubbelzijdig
Afm. in cm (b x d x h)	43 x 42,5 x 86 h	43 x 42,5 x 86 h	43 x 42,5 x 86 h	43 x 42,5 x 86 h

OPTIES

4 wielen Ø 65 mm met rem	☐	☐	☐	☐
Eettafel Livia	☐	☐	☐	☐
Eettafel met Click 'n' Turn	☐	☐	☐	☐
Flessenhouder	☐	☐	☒	☒
Volkunststof inlegblad	☐	☐	☐	☐
Cilinderslot op lade of deur	☐	☐	☐	☐
Elektronisch slot op deur	☐	☒	☒	☒
Elektronisch slot op lade	☐	☐	☐	☐
Hulzen voor accessoires	☐	☐	☐	☐
Galerij	☐	☐	☐	☐
Opzetbakje voor bovenblad	☐	☐	☐	☐
Handdoekhouder	☐	☐	☐	☐

☒ : Standaard ☐ : Optie ☒ : Niet mogelijk



QUADRA

De all-round nachttafel

De Quadra nachttafelcollectie biedt u een ontzettend ruim aanbod en wordt gekenmerkt door een hedendaagse strakke vormgeving. Het praktische hoge model voorziet vele mogelijkheden en opties om het comfort in gebruik te verhogen, terwijl het lage model optimaal tot zijn recht komt bij XLow bedden. Verkiest u liever een neutrale look? Dan kan deze nachttafelcollectie eveneens uitgevoerd worden in een uni-kleur, passend bij een ziekenhuisbed.



Quadra enkelzijdig
opbergkast, vrije ruimte en lade langs één zijde bereikbaar



Quadra dubbelzijdig
opbergkast, vrije ruimte en lade langs beide zijden bereikbaar



Quadra met koelkast
koelkast, vrije ruimte en lade langs één zijde bereikbaar



Quadra met koelkast + deur
koelkast + deur, vrije ruimte en lade langs één zijde bereikbaar



Quadra met hoge lade
hoge lade, vrije ruimte en lade



Quadra laag
opbergkast en lade langs één zijde bereikbaar

(*) de voorgestelde modellen kunnen opties bevatten

BOVENBLAD

Bij de Quadra nachttafels kan er gekozen worden uit een bovenblad met rechte hoeken of afgeronde hoeken.



Rechte hoeken



Afgeronde hoeken



Quadra XLow
twee lades langs één zijde bereikbaar

HANDGREPEN

Er kan bij deze nachttafels gekozen worden tussen 2 types design-volle handgrepen.



Open handgreep



Gesloten handgreep

Overzicht en opties



4 verborgen wielen



4 wielen



4 wielen geremd



Eettafel Livia



Eettafel Click 'n' Turn



Flessenhouder



Uitschuifblad



Vrije ruimte met 2^e lade



Soft Close



Cilinderslot



USB & Stopcontacten



Hulzen voor accessoires



Galerij



Scharnieren 270°

QUADRA

							
	10480	10476	10490	13808	10492	10491	12634
	enkelzijdig	dubbelzijdig	koelkast	koelkast + deur	hoge lade enkelzijdig	laag	XLow
Afm. in cm (b x d x h)	48,5 x 47 x 83 h	48,5 x 47 x 83 h	54 x 57 x 89 h	52,5 x 50,5 x 88 h	48,5 x 47 x 83 h	42,5 x 43 x 63 h	48 x 47 x 46 h

OPTIES

4 verborgen wielen Ø 50 mm	●	●	×	×	●	○	○
4 wielen Ø 65 mm	○	○	●	●	○	○	○
4 wielen Ø 65 mm met rem	○	○	○	○	○	○	○
Eettafel Livia	○	○	○	○	○	×	×
Eettafel met Click 'n' Turn	○	○	○	○	○	×	×
Flessenhouder	○	○	●	●	○	×	×
Uitschuifblad onder bovenblad (*)	○	×	○	○	○	×	×
Uitschuifblad onder lade (*)	○	×	○	○	○	×	×
Vrije ruimte ingevuld met 2 ^e lade	○	×	×	×	○	×	×
Soft Close op deur	○	○	×	×	○	○	×
Soft Close op lade	○	×	○	○	○	○	○
Cilinderslot op lade of deur (**)	○	○	○	○	○	○	○
USB lader (A/C) en 2 stopcontacten	○	×	○	○	○	×	×
Hulzen voor accessoires	○	○	○	○	○	○	○
Galerij	○	○	○	○	○	×	×
Scharnieren opendraaiend tot 270° tov 175°	○	○	×	×	×	×	×

● : Standaard ○ : Optie × : Niet mogelijk

(*) niet mogelijk in combinatie met 2^e lade
(**) cilinderslot op deur niet mogelijk bij koelkast (10490), wel mogelijk bij koelkast met deur (13808)

BASSO

Strak en designvol

Dankzij zijn ergonomische hoogte, past de Basso nachttafel perfect bij de Lago Care beddencollectie. Deze nachttafel is volledig te personaliseren met een gestoffeerde lade, in combinatie met een ruim houtdecor-assortiment.



Basso met lade



COSI

Op-en-top huiselijk

De Cosi nachttafel is zacht en sfeervol, dankzij de volledig gestoffeerde romp en lades. Deze nachttafel vormt een perfecte match met de gestoffeerde Haelvoet bedden. De Cosi is eveneens beschikbaar met een gemakkelijk te reinigen houten bovenblad.



Cosi met 2 lades



Overzicht en opties



Gesloten onderzijde



Gestoffeerd ladefront



Lade met handgreep



Lade met cilinderslot

	BASSO
	
	11900
Afm. in cm (b x d x h)	48 x 45 x 45,5 h

OPTIES	
Gesloten onderzijde	☐
Gestoffeerd ladefront	☐
Lade met handgreep	☐
Lade met handgreep en cilinderslot	☐
Gestoffeerd ladefront met handgreep	☐
Hulzen voor accessoires	☐

☐ : Optie

Overzicht en opties



Verborgen wielen



Bovenblad

	COSI
	
	16800
Afm. in cm (b x d x h)	44 x 44 x 54 h


OPTIES	
Verborgen wielen	☐
Ladefront in houtdecor	☐
Ladefront in houtdecor met handgreep	☐
Ladefront in houtdecor met handgreep en cilinderslot	☐
Bovenblad in houtdecor	☐

☐ : Optie

LITAVO

Universeel inzetbaar

Het ideale hulpmiddel bij het lezen of bij het nuttigen van een maaltijd, zowel aan bed als in de zetel. Het traploos in hoogte verstelbaar blad, heeft een kantelbaar gedeelte dat dienst doet als leesstandaard en een vast gedeelte dat perfect bruikbaar is om bvb uw koffie op te plaatsen.



LIVIA

Licht en plaatsbesparend

De Livia lees- en eettafel op voet is stevig en flexibel. Het kunststof blad is voorzien van een opstaande rand en is traploos in hoogte verstelbaar, kantelbaar en kan volledig opgeborgen worden.



Overzicht en opties



XL voet

RVS bescherming

2 ophanghaken

Galerijhouder



Extra leessteun

VEILIG EN STABIEL

Met de Litavo leestafel is er geen klemmingsgevaar bij het omhoog brengen van het bed.

Het middengedeelte van het blad kan een belasting dragen van maximaal 15 kg.



	LITAVO				LIVIA
	09221	09221	09221	09221	04202
	1-delig symmetrisch	2-delig links	2-delig rechts	2-delig symmetrisch	
Afm. in cm (l x b)	89 x 43	89 x 43	89 x 43	89 x 43	70 x 40
Hoogteverstelling in cm	69 - 98 h	69 - 98 h	69 - 98 h	69 - 98 h	82 - 115 h



OPTIES					
XL voet (+12 cm in lengte), tussenafstand voet = 80 cm	o	o	o	o	x
RVS bescherming op voet	o	o	o	o	o
2 ophanghaken op kolom	o	o	o	o	x
Galerijhouder op vast deel	o	x	x	o	x
Extra leessteun op lange zijde	o	x	x	o	x
Extra leessteun op korte zijde	o	o	o	o	x

o : Optie x : Niet mogelijk



AFWERKING & KWALITEIT


Zowel de bedpanelen als de nacht- en leestafels kunnen in deze kleurencollectie uitgevoerd worden. Zo vindt u bij ieder Haelvoet bed de meest geschikte nachttafel.

			
<i>interior white</i> code 21341SU	<i>ceramic</i> code 21161SU	<i>irish cream (*)</i> code 21027SU	<i>pale grey (*)</i> code 22169SU
			
<i>tropical bleu (*)</i> code 22062SU	<i>shore (*)</i> code 22122SU	<i>misty grey (*)</i> code 21039SU	
			
<i>light select walnut</i> code K008BS	<i>blonde liberty elm</i> code K017BS	<i>birch</i> code 1715BS	
			
<i>classic beech</i> code 0381BS	<i>wengé</i> code 0854BS	<i>louisiana wengé</i> code 9763BS	

(*) Niet beschikbaar voor Quadra nachttafels

Indien gewenst zijn oplossingen mogelijk passend bij de totale inrichting van uw zorgomgeving.





Haelvoet nv | **België**
Leon Bekaertstraat 8
B-8770 Ingelmunster
T +32 (0) 51 48 66 95

info@haelvoet.be
www.haelvoet.be

Haelvoet bv | **Nederland**
Schimminck 1
5301 KR Zaltbommel
T +31 (0) 88 599 05 99
F +31 (0) 88 599 05 00
info@haelvoet.nl
www.haelvoet.nl

Haelvoet sarl | **Frankrijk**
130, Boulevard de la Liberté
59000 Lille
T +33 (0) 3 20 02 71 71
F +33 (0) 3 20 88 18 91
info@haelvoet.fr
www.haelvoet.fr

Haelvoet sa | **Zwitserland**
Route de la Plaine 45
1580 Avenches
T +41 (0) 26 675 46 86
F +41 (0) 21 560 46 46
info@haelvoet.ch
www.haelvoet.ch

Haelvoet srl | **Roemenië**
Parcul Industrial Jibou 1
455200 Jibou, Salaj
T +40 (0) 260 64 22 33
F +40 (0) 260 64 22 55
info@haelvoet.ro
www.haelvoet.ro