

Domus Fauteuil Flex

09887 Le fauteuil Domus avec dossier haut et assise ergonomique convient très bien pour une position assise prolongée et confortable. Dans les chambres de soins, le Domus crée une ambiance chaleureuse et familiale, et il apporte également une valeur ajoutée exceptionnelle dans un espace de vie ou une salle de télévision.

Châssis

- Les côtés arrondis sont faits de 2 plaques OSB de 30 mm et reliés par une structure en acier.
- Côtés recouverts de mousse anti-feu et de similicuir orné de piqûre décorative.
- Les accoudoirs arrondis et confortables d'une largeur de ± 4 cm.
- Tous les bords et coins sont arrondis.
- Pas de points de fixation visibles.
- Roulettes design \varnothing 65 mm avec frein (pour déplacer le fauteuil sans patient).
- En option, pieds en hêtre massif légèrement coniques (hauteur ± 7 cm), équipés à l'avant de patins de sol en matière synthétique et à l'arrière de deux petites roulettes intégrées.

Assise

- Assise amovible faite d'une plaque en mélamine MDF, 12 mm d'épaisseur.
- L'assise arrondie entraîne une circulation sanguine optimale.
- Une hauteur d'assise confortable de 43 cm.
- Recouverte de 2 couches de mousse anti-feu, de densités différentes, pour un confort d'assise optimal.
- Finition en similicuir orné de piqûre décorative.

Dossier

- Dossier fait d'une coquille ergonomique préformée en multiplex, 12 mm d'épaisseur.
- Recouvert de mousse anti-feu de 3 densités différentes selon les zones, pour un confort d'assise optimal.
- Finition en similicuir orné de piqûre décorative.

Couleurs


Veuillez vous référer à notre large gamme.
Carte d'échantillons + échantillons sur simple demande.



Dimensions

09887 | Domus Fauteuil de repos Flex :

- L 62 x P 74 x H 121 cm
- Hauteur d'assise: 43 cm
- Profondeur d'assise: 48 cm
- Largeur d'assise: 53 cm
- Hauteur des accoudoirs: 62 cm
- Charge dynamique sécuritaire: 135 kg



Matériel utilisé et finition

- Bois: Hêtre massif, plaque multiplex, OSB, MDF.
- Métal: revêtement époxy (noir).
- Mousse ignifugée.
- Revêtement: selon notre collection.
- Résistant aux produits d'entretien usuels.

Pour plus d'informations sur nos **matériaux utilisés**, sur **la construction** et **l'entretien du produit** : voir nos fiches matériaux.

Options

- Accoudoirs en bois / en matière synthétique.
- Fixation tablette repas.
- Selle d'abduction + tablette repas.
- Coussin d'assise avec une couche supérieure en mousse viscoélastique de 40 mm et housse biélastique.
- Réducteur anatomique.
- Appui-tête latéral.
- Crochet pour lanières de fixation.
- Accoudoirs avec revêtements amovible.
- Douille (pour porte-sérum) \varnothing 19 mm.
- Crochet pour tablette de repas.
- Des pieds en bois avec roulettes intégrées aux pieds arrière.
- Roues design \varnothing 100 mm avec frein.
- Roues design \varnothing 100 mm avec frein, dont 2 roues directionnelles.
- Poignée ergonomique en matière synthétique (seulement avec roues \varnothing 100 mm).
- Tête amovible.
- Appui-tête/nuque réglable et amovible.

