

Nascentia 2

Das Nascentia 2 Entbindungsbett ist ein multifunktionales und modernes Entbindungsbett für Wehen, Geburt und postnatale Betreuung. Dank der Kombination aus einem vollwertigen Krankenhausbett, einem integrierten Gebärhocker und einem elektrischen Antrieb bietet das Bett eine ergonomische und komfortable Lösung.

Untergestell

- Stabiler geschweißter Metallrahmen
- Zentralbremse mit Fußbedienung
- Elektrische Fahrunterstützung
- Präzisionsrollen Ø 150 mm
- Einfach durch eine Person manövrierbar
- Bremspedal aus verschiedenen Positionen rund um das Bett erreichbar
- Kunststoffabdeckungen für eine einfache Reinigung

Liegefläche

- Vierteilige Liegefläche
- Herausnehmbare Liegeflächenelemente für Reinigung und Wartung
- Integrierte Matratzenhalter
- Trapezförmige Matratze im Beckenbereich
- Abnehmbarer Gebärhocker für verschiedene Gebärpositionen
- Quick-Release-CPR-Funktion für ein schnelles Absenken der Rückenlehne

Elektrische Bettmanipulationen

- Elektrische Höhenverstellung, Rückenverstellung (80°), Beckenneigung (15°), Trendelenburg- und Anti-Trendelenburg-Verstellung
- Elektrischer Antrieb für den Transport
- Handschalter
- Akkubetrieb mit integriertem Ladesystem
- Bremssignal bei Anschluss an das Stromnetz
- Not-Aus-Funktion am elektrischen Antrieb
- Zentrale Verriegelungsfunktion
- Automatische Nivellierung der Liegefläche



Maße und Leistungen

- Breite: 103 cm, Länge: 230 cm
- Höhenverstellbereich der Liegefläche: ± 58 cm - ± 100 cm
- Maximale Höhe einschließlich Handgriffe: ± 105 cm
- Sicheres Arbeitsgewicht: 250 kg
- Gewicht (ohne Optionen): ± 264 kg
- Gewicht des Hauptteils: ± 204 kg
- Gewicht des Gebärhockers: ± 60 kg
- Maße der Liegefläche: 205 x 90 cm
- Matratzenmaß: 200 x 90 cm
- Matratzenhöhe: 14 cm

Materialien und Gestaltung

- Konstruktion aus Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Epoxidbeschichtete Metallteile
- Eloxierete Aluminiumkomponenten
- Wartungsfreie Scharnierpunkte
- Beständig gegen Desinfektionsmittel und die üblichen Reinigungsprodukte.

Weitere Informationen über die **Materialien** und **Konstruktionen**: Bitten Sie uns um unsere Materialdateien. Reichhaltiges Angebot an **Farben**.

Optionen

- Unterbettbeleuchtung
- Handschalter mit selektiver Sperrfunktion
- Fußbedienung
- Integriertes Wiegesystem
- Bluetooth-Steuerung
- Kabellose Handbedienung
- Zusätzliche Zubehörteile für geburtshilfliche Anwendungen
- Halterung für Aufrichter
- Infusionsständer
- Katheterbeutelhaken
- DIN-Schienen
- Pflegebedienfeld
- Wandabstandhalter
- Zusätzlicher Handschalter
- Verlängerungsteile

Farben

Wir verweisen auf unser umfangreiches Farbsortiment.

Zubehör

Bitten Sie uns um unsere reichhaltige Zubehörliste.

