Domus Rustzetel Soft

09886 De Domus zetel met hoge rug is een uiterst comfortabele zetel met specifieke eigenschappen voor de zorgsector. In zorgkamers brengt de Domus een huiselijke sfeer, maar ook in een leefruimte of tv ruimte biedt de Domus een ongekende meerwaarde.



Onderstel

- De afgeronde zijwanden bestaan uit 2 OSB platen van 30 mm en worden d.m.v. een stalen constructie stevig aan elkaar verbonden.
- Volledig beklede zijwanden met brandvertragend schuim en gestoffeerd met dubbele stiklijn.
- Comfortabele afgeronde armsteunen van ± 10 cm.
- Alle buitenranden en hoeken zijn afgerond.
- Geen zichtbare bevestigingspunten.
- Massief beuken poten, voorzien van kunststof vloerbeschermers.

Zitting

- Uitneembare zitting in gemelamineerde MDF plaat, dikte 12 mm.
- Afgeronde zitting vooraan hindert niet de bloeddoorstroming.
- Comfortabele zithoogte van 43 cm.
- Bekleed met brandvertragend schuim uit 2 lagen van verschillende densiteit voor optimaal zitcomfort.
- Volledig gestoffeerde rug met dubbele stiklijn.

Rugsteun

- Rugsteun bestaat uit een ergonomisch voorgevormde multiplex schelp, dikte 12 mm.
- Bekleed met brandvertragend schuim uit 3 verschillende densiteitszones voor optimaal zitcomfort.
- Volledig gestoffeerde rug met dubbele stiklijn.


Kleuren

Graag verwijzen wij naar ons uitgebreide gamma.
Staalkaart + stalen mogelijk op aanvraag.

Afmetingen

09886 I Domus Rustzetel Soft:

- B 75 x D 78 x H 121 cm
- Zithoogte: 43 cm
- Zitdiepte: 48 cm
- Zitbreedte: 53 cm
- Hoogte armsteunen: 68 cm
- Veilig werkgewicht: 135 kg



Materiaalgebruik en afwerking

- Hout: Massieve beuk, Multiplex, OSB, MDF.
- Metaal: epoxy-coating (zwart).
- Brandvertragend schuim.
- Stoffering: volgens collectie.
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

Voor verder info over de gebruikte **materialen, constructie en onderhoud:** zie onze materialenfiches.

Opties

- Zitkussen met een toplaag in 40 mm viscoelastisch schuim en bi-elastische hoes.
- Anatomische reductor.
- Zijdelingse hoofdsteunen.
- Fixatiebeugel.
- Serumhuls en/of serumhouder Ø 19 mm.
- Verborgen tweelingwielen, vooraan Ø 32mm, achteraan Ø 50 mm met remfunctie d.m.v. rembeugel.
- Designwielen Ø 100 mm met rem.
- Designwielen Ø 100 mm met rem en richtingsvastzetter.
- Ergonomische kunststof duwbeugel (enkel met-wielen Ø 100 mm).
- Verstelbaar en afneembaar hoofd/nekkussen.
- Rugsteun met afneembaar hoofddeel.
- Zuurstoffleshouder (Ø 147 mm, H 222 mm)

HAELVOET NV I L. BEKAERTSTRAAT 8, 8770 INGELMUNSTER, BELGIUM I T +32 (0) 51 48 66 95 I INFO@HAELVOET.BE I WWW.HAELVOET.BE
Gezien het streven van Haelvoet naar een continue, technologische vooruitgang, behoudt Haelvoet het recht om wijzigingen aan te brengen.